



CORZO Xcountry 30 G03

Kód produktu:	CRX30PYYYBAK2G03
Úhrada:	Pomůcka je částečně hrazena
Kód zdravotní pojišťovny (ZP):	5003223
Skladové zásoby:	Dle individuálního zaměření
Dostupnost:	Do 20 dnů
Výše úhrady:	14 000,10 Kč vč. DPH
Výše doplatku:	6 537,90 Kč vč. DPH

NEU ORT REH



Řada zdravotních kočárků CORZO Xcountry je určena pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost (až 75kg), velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem (Xcountry). Navzdory snadné složitelnosti si zachovávají přednosti standardních reha kočárků, jako možnost nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěry zad, nastavení výšky rukojetí (u vel. 30 a 34) a individuální nastavení výšky podnožky. Výrobek by měl být používán jen na základě lékařského doporučení. Podvozek je originální specifické konstrukce, vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů, optimalizován a vyztužen, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.

Kočárky z řady Buggy CORZO Xcountry jsou nabízeny ve velikostech 30, 34, 38 a 42.

Schválený poukaz následně doneste, na kteroukoliv naši pobočku. Poukazy nám lze zaslat také například naskenované e-mailem, jejich originály si pak převezmeme při dodání zdravotnického prostředku. Pokud nám kopie poukazů zasíláte e-mailem uveďte zde také telefonní kontakt na Vás a adresu kam si přejete zdravotnický prostředek dodat. Při dodání Vám zdravotnický prostředek předvedeme, nastavíme dle Vašich potřeb a seznámíme Vás se zásadami používání a údržby. Pokud není zdravotnický prostředek plně hrazený zdravotní pojišťovnou, uhradíte doplatek při převzetí zdravotnického prostředku.

Ohledně možností vyzvednutí nebo dodání, nebo v případě, že potřebujete daný zdravotnický prostředek dříve, než Vám jej bude moci lékař předepsat, nás můžete také kontaktovat předem telefonicky nebo e-mailem a domluvit s námi individuální postup.