

TOM 5 Streeter STD

R52/G1



| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Kód produktu: | T5SWKPYYYBAG1R52 |
| Úhrada: | Pomůcka je částečně hrazena |
| Kód zdravotní pojišťovny (ZP): | 5003233 |
| Skladové zásoby: | Dle individuálního zaměření |
| Dostupnost: | Do 20 dnů |
| Výše úhrady: | 30 000,00 Kč vč. DPH |
| Výše doplatku: | 22 963,00 Kč vč. DPH |

NEU ORT REH

Speciálně odlehčený podvozek zcela nové generace je vyroben z lehkých hliníkových slitin metodou ALUX, high-tech produkční technologií využívající výhod hliníkových slitin a titanového pojiva, jež v kombinaci zajišťují nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Kompaktně složitelný podvozek obsahuje mimo jiné zcela nové rozhraní podvozek-sedačka, nový systém brzd, aktivní odpružení, ergonomickou rukojeť s výškovým nastavením, aj.

Zcela nová 100% ALUX sedačka je plně odnímatelná a otočná, plně polohovatelná a velikostně nastavitelná. Unikátní systém MONOSLIDE obsahuje nejen nový teleskopický způsob naklápění, ale i zcela nový systém velikostního nastavování sedáku a opěry zad a také inovativní možnost upevnění fixačních doplňků a příslušenství. Sedačka je vybavena plně odnímatelným komfortním potahem moderního designu s měkkou výplní. Snadnou manipulací je zajištěna plná složitelnost kočárku i s připevněnou sedačkou.

Zdravotní kočárek TOM 5 STREETER byl vyvinut ve spolupráci s profesionálním designérským studiem a odbornými lékaři. Výrobek vyniká nejen moderním designem, ale i vysokou užitnou hodnotou - je jedním z nejlhčích výrobků ve své kategorii a mimo jiné jeho 260 mm (175/260 mm) bezúdržbová kola zajišťují velmi dobré jízdní vlastnosti nejen ve městě, ale i na nerovném terénu. Správný výběr kočárku a vhodnost použití příslušenství doporučuje výrobce konzultovat s odborným lékařem.

Výrobek splňuje požadavky dle nejnovějších norem EU a také požadavky dle všech platných hygienických a technických norem a je na něj vyhlášena shoda dle platných norem a nařízení vlády ČR.

Kočárek TOM 5 STREETER byl úspěšně otestován bariérovou zkouškou dle normy EN ISO 7176/19. Tato zkouška umožňuje bezpečné použití kočárku ve speciálních dopravních prostředcích.

BUBNOVÁ BRZDA - ruční ovládání pouze u vel. MAXI

UŽITNÁ DOBA POMŮCKY JE 3 ROKY.

POMŮCKA SE PO UŽITNÉ DOBĚ NEVRACÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ, ZŮSTÁVÁ KLIENTOVI.

Schválený poukaz následně doneste, na kteroukoliv naši pobočku. Poukazy nám lze zaslat také například naskenované e-mailem, jejich originály si pak převezmeme při dodání zdravotnického prostředku. Pokud nám kopie poukazů zasíláte e-mailem uveďte zde také telefonní kontakt na Vás a adresu kam si přejete zdravotnický prostředek dodat. Při dodání Vám zdravotnický prostředek předvedeme, nastavíme dle Vašich potřeb a seznámíme Vás se zásadami používání a údržby. Pokud není zdravotnický prostředek plně hrazený zdravotní pojišťovnou, uhradíte doplatek při převzetí zdravotnického prostředku.

Ohledně možností vyzvednutí nebo dodání, nebo v případě, že potřebujete daný zdravotnický prostředek dříve, než Vám jej bude moci lékař předepsat, nás můžete také kontaktovat předem telefonicky nebo e-mailem a domluvit s námi individuální postup.